



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU PORECZY DO WC

### 1. PRZEZNACZENIE

Uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych pomaga w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się, zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń sanitarnych.

Wyrób ten przeznaczony jest do użytkowania w mieszkaniach, domach opieki, placówkach zdrowia itp.

### 2. MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Uchwyt można zamocować do podłoża w pozycji poziomej, pionowej, bądź pod kątem w zależności od rodzaju uchwytu oraz potrzeb użytkowników.

Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów stalowych po uprzednim nawierceniu w podłożu otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w rozetce.

W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków a między podłoże a uchwyt założyć podkładki plastikowe (uszczelki) zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem.

Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w danym rodzaju uchwytu.

Dołączone do uchwytu wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki, należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania uchwytów na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm.

Po zamocowaniu uchwytu należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

**Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.**

### 3. DEZYNFEKCJA

Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon)

Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

### OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO KTÓREGO MOCUJESZ UCHWYT.  
UCHWYT NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRETY.**